



# BALADEUR 2

Mise à jour du lecteur  
MAC



## PREREQUIS

Cette procédure permet de mettre à jour le lecteur de carte vitale et de bénéficier des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-Vitale Addendum7.


Avant de démarrer la mise à jour, veillez à  
1/ fermer toutes vos applications et logiciels santé  
2/ vous munir de la clé USB contenant le fichier de mise à jour

Vous pouvez dès à présent suivre la procédure de mise à jour de votre lecteur BALADEUR 2.





**1** Insérer la cléUUSB  
sur votre MAC




**3** Le logo d'INGENICO apparait,  
glisser l'image dans le menu  
APPLICATION se trouvant à  
gauche du Finder.



**4** Fermez ensuite votre logiciel  
de facturation. Ouvrez le logiciel  
de mise à jour.

**2** Ouvrir la clé USB nommée BAL2\_ADD7  
se trouvant dans votre FINDER et double  
cliquer sur le fichier nommé " Mise à jour  
Addendum 7 BALADEUR 2.dmg "



6 Ouvrir le menu APPLICATION et double cliquer sur le logiciel nommé Ingenico Sloader



7 Cliquer sur DEMARRER et laisser la mise à jour se terminer

8 Cliquer sur OK au message de fin d'opération et fermer les fenêtres Sloader et celle du logo INGENICO.



La mise à jour est terminée



Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :  
[support@topaze.com](mailto:support@topaze.com)

